

## Congelatore professionale da Laboratorio



Ideale per la corretta conservazione a bassa temperatura.  
 Ottimo isolamento termico su tutte le pareti.  
 Interno in Acciaio Inox - Esterno verniciato  
 Ripiani estraibili e regolabili in altezza.  
 Porta con guarnizioni magnetiche e chiave.  
 Versione con Porta vetrata per l'osservazione interna  
 Microinterruttore Apertura ante  
 Pannello comandi con Sistema di Controllo della Temperatura  
 Digitale con Display 0,1°C  
 Gestione degli Allarmi.  
 Sonde di temperatura al Platino PT1000.  
 Compressore ermetico con Gas Ecologico.

Dimensioni Interne 580x670x1400 mm LxPxH  
 Dimensioni Esterne 780x840x1930 mm LxPxH  
 Peso Kg 205  
 Alimentazione 230V 1f 50Hz  
 N° 06 Ripiani Standard

CODICE	GFREEZY Congelatore da Laboratorio
GFREEZ-600XXX	GFREEZY 600L Congelatore da Laboratorio -42-10°C, 6 Cassetti, Digitale, All.AcusticoVisivo, DataLogger, USB