




*Grandi
Capacità*

Soluzioni "su misura"

CELLE MODULARI ACCESSIBILI


F.LLI GALLI G. & P.


Dal 1960 Progettazione, Costruzione, Vendita e Assistenza di Apparecchi Scientifici ed Industriali





Costruzione Modulare
Interno Inox AISI 304
Isolamento 120mm
Facilmente trasportabile
Assemblabile sul posto

Flusso Aria Ottimizzato
Gruppo Frigor Ecologico
Comandi Frontali
Advanced Galli System
Fori Passanti
Porta con Oblò
Aperture a richiesta









GWalkInXS




GWalkIn-S




GWalkIn-M



GWalkIn-L



**5 Volumi come base di partenza.
Completamente "customizzabili"**



GWalkInXL



F.LLI GALLI G. & P.

Dal 1960 Progettazione, Costruzione, Vendita e Assistenza di Apparecchi Scientifici ed Industriali

		GWalkInXS	GWalkIn-S	GWalkIn-M	GWalkIn-L	GWalkInXL
Volume	m3	5	10	15	30	40
Dim. Interne						
Larghezza	mm	1.560	2.160	2.160	3.360	3.360
Profondità	mm	1.410	2.010	2.810	3.610	4.760
Altezza	mm	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
Pavimento	kg/m2	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Larghezza	mm	800	900	900	900	900
Altezza	mm	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Oblò	mm	350x350	350x350	350x350	350x350	350x350
10% 95%	-70°C	-30°C	T.Amb.+10°C	+60°C	+80°C	
H			A		M	
H			B		M	
H			C		M	
Dim.Esterne						
Larghezza	mm	2.050	2.400	2.400	3.600	3.600
Profondità	mm	2.400	3.000	3.800	4.800	5.950
Altezza	mm	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Peso	Kg	1.600	2.100	2.500	2.900	4.000

F.LLI GALLI G. & P.

Laboratory & Industrial Solutions

Via dell'Artigianato 12, 20090 Pieve Emanuele, Milano, Italia
Phone 0039-02-90.72.07.05 Fax 0039-02-90.72.38.51

www.galli2europe.com