



GHygrocellSO₂

Camera per prove Kesternich SO₂
con cicli alternati



Prove di corrosione mediante l'esposizione ciclica
ad ambiente acido e saturo di umidità.

Caratteristiche Standard:

- Con Temperatura e Clima COSTANTE e ALTERNATO
- con aggiunta di SO₂ per Test Kesternich
- In accordo alle seguenti norme :
EN ISO 6988, DIN 50018, DIN 50017, DIN 53771, DIN 55358, DIN 55991
ISO 3231, 4541 - ASTM D 2247 - BS 3900 - F8 - NFT 30-055 e altre similari
- Struttura realizzata in materiale resistente alla corrosione



Soluzioni per il Laboratorio e l'Industria
Laboratory and Industrial Solutions

Camere Simulazione Ambientale per la Ricerca, controllo Qualità e Produzione
Environmental Test Chambers for Research, Quality control and Production



- Porta in cristallo per l'osservazione interna dei provini
- Riscaldamento a mezzo resistenze corazzate
- Ottima uniformità e stabilità termica
- Sensore di livello acqua di sicurezza
- Controllo a Microprocessore PID Digitale
- Sonda Platino PT1000
- Timer ciclo
- Spie di segnalazione funzioni principali
- Dispositivo per l'alloggio di provini/lamierini standard
- Interruttore generale luminoso verde
- Fusibili di protezione omnipolari
- Cavo di alimentazione
- Spina di sicurezza ad interblocco CEE

Materiale fornito in dotazione:

- N°01 Manuale di Istruzioni d'Uso
- N°01 Certificato di Garanzia
- N°01 Dichiarazione CE



Soluzioni per il Laboratorio e l'Industria
Laboratory and Industrial Solutions

Camere Simulazione Ambientale per la Ricerca, controllo Qualità e Produzione
Environmental Test Chambers for Research, Quality control and Production