

DataLogger USB con Display




GUX100-014-XX

Versione con Display LCD a risoluzione centesimale, con sensore di temperatura ESTERNO (da ordinarsi a parte)
DataLogger Universale a Sensore Esterno PER UltraCongelatori, Ghiaccio Secco, frigoriferi, freezer, magazzini,
trasporti, Incubatori, stufe e forni
Dati scaricabili via USB.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: $-20^{\circ} \div +70^{\circ}\text{C}$
Precisione: $\pm 0,21^{\circ}\text{C}$ nel range $0 \div +50^{\circ}\text{C}$
Capacità memoria: 84.650 dati
Dimensioni: 36,6x59,4x15,2mm
Tempi acquisizione: 1" $\div$ 18 h
Alimentazione: Batteria 3V CR2032



GUX100-014-T1

Sensore esterno, Tipo T
Cavo filiforme flessibile isolato 1m
Adatto per Aria e Gas
Range $-100 \div +250^{\circ}\text{C}$
Connettore per DataLogger GUX100-001



Il produttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto.

Dal 1960 Progettazione – Costruzione – Vendita e Assistenza di Apparecchi Scientifici ed Industriali

www.galli2europe.com

F.lli Galli G.&P. - Via dell'Artigianato 12, 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele, Milano (Italy)

Phone: +39 0290720705 - info@galli2europe.com