

Stufa per Essiccazione in Sicurezza Solventi in accordo alle Norme EN 1539



Dispositivi di Sicurezza:

Fusibili a protezione completa dell'impianto

Interruttore generale di sicurezza

Microinterruttore apertura porta

Limitatore di Temperatura elettronico Cl. 2.0 - DIN 12880

Dotazione di Serie:

N°02 Ripiani estraibili e posizionabili in altezza.

Documentazione:

N°01 Manuale Istruzioni

N°01 Schema Elettrico

N°01 Certificato di Calibrazione

N°01 Certificato di Garanzia

N°01 Certificato CE

Le Stufe per Essiccazione in Sicurezza di Solventi mod. 21SL sono indispensabili per tutte quelle applicazioni in cui è necessario uno strumento preciso, affidabile e performante.

Le Stufe mod. 21SL, conformi alle norme IEC, DIN, VDE ed **EN 1539**, sono ideali per test su provini verniciati, colle, adesivi, solventi organici e prove in sicurezza e trovano impiego in diversi settori, tra cui l'industria chimica, delle vernici e la ricerca.

Sistema di Controllo con quadro comandi ventilato posto lateralmente

Controllo automatico della temperatura con

Microprocessore Digitale con **azioni PID**.

Doppio display per visualizzazione Set Point e Temperatura Interna.

Interruttori e Spie di Segnalazione.

Sonda di rilevamento temperatura al **Platino PT100**.

Relè a semiconduttore SSR per attivazione delle resistenze.

Limite sulla massima temperatura di riscaldamento.

Limite sulla massima temperatura interno forno.

Robusta Struttura Esterna

verniciata grigio chiaro RAL 7035

Camera Interna

in Acciaio Inox AISI 304, saldato a tenuta

Isolamento termico da 150mm ca.

in lana minerale

Porta ad un battente

con doppia guarnizione di tenuta

Sistema di Ventilazione forzata di tipo verticale

con motoventilatore esterno

Controllo della velocità

della circolazione dell'aria

Sensori di flusso

per il controllo dei ricambi d'aria

Tubo di Sfiato aria calda

predisposto per il collegamento esterno

Resistenze accuratamente disposte

in modo da evitare ristagni d'aria



Soluzioni per il Laboratorio e l'Industria
Laboratory and Industrial Solutions

F.LLI GALLI G. & P. Via dell'Artigianato 12, 20072, Pieve Emanuele – Milano - Italy
Phone xx39-02-90.72.07.05 Fax xx39-02-90.72.38.51 email: info@galli2europe.com

www.galli2europe.com

dal 1960 Progettazione – Costruzione – Vendita e Assistenza di Apparecchi Scientifici ed Industriali
Stufe – Forni – Celle Climatiche – Nebbie Saline – Incubatori – Bagni – Chiller – Frigoriferi – Ultra-Congelatori
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 e FGAS UE 2015/2067



Drying Oven for Solvents

File: Galli-Stufa per Essicare in Sicurezza Solventi-21SL-ver.10.docx

CARATTERISTICHE

CODICE	21SL430+80XXX	21SL430+200XX	CODE
Volume	430L	430L	Volume
Dimensioni Interne			Internal Dimensions
L	800 mm	800 mm	W
P	600 mm	600 mm	D
A	900 mm	900 mm	H
Campo di Temperatura	+40°C ÷ +80°C	+40°C ÷ +200°C	Temperature Range
Stabilità a vuoto a 100mm dalle pareti	±2,0K	±2,0K	Stability in vacuum at 100mm from sides
Alimentazione	400V 3F+N 50Hz	400V 3F+N 50Hz	Power Supply
Potenza	9 kW	15 kW	Power
Dimensioni Esterne			External Dimensions
L	1100 mm	1100 mm	W
P	1200 mm	1200 mm	D
A	2600 mm	2600 mm	H
Peso Netto	250 Kg	250 Kg	Net Weight

Il costruttore si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche e l'estetica del prodotto - The manufacturer reserves the right to change the design and the features of the products.



Soluzioni per il Laboratorio e l'Industria
Laboratory and Industrial Solutions



F.LLI GALLI G. & P. Via dell'Artigianato 12, 20072, Pieve Emanuele – Milano - Italy
Phone xx39-02-90.72.07.05 Fax xx39-02-90.72.38.51 email: info@galli2europe.com

www.galli2europe.com

dal 1960 Progettazione – Costruzione – Vendita e Assistenza di Apparecchi Scientifici ed Industriali
Stufe – Forni – Celle Climatiche – Nebbie Saline – Incubatori – Bagni – Chiller - Frigoriferi – Ultra-Congelatori
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015 e FGAS UE 2015/2067